



Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w  
Białymstoku  
15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79  
tel. 85 664 85 19  
fax. 85 664 85 04  
NIP 966-15-02-648 REGON 050692045  
<http://www.szpitalpck.pl>  
e-mail: [szpitalpck@bialystok.home.pl](mailto:szpitalpck@bialystok.home.pl)



Białystok, dnia 6 lipca 2026 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: „Zakup preparatów dezynfekcyjnych” **ZO/8/2026**

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku udziela wyjaśnień o następującej treści:

Dotyczy pakiet nr 1:

1. Czy w pozycji 5 Zamawiający dopuści preparat typu VELOX® WIPES NA o następujących parametrach: Bezalkoholowe chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone do powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, takich jak tworzywa sztuczne, stal szlachetna, metal, aluminium, guma, porcelana, szkło akrylowe, a także do lamp, głowic USG, foteli zabiegowych, sprzętu rehabilitacyjnego i inkubatorów. Chusteczki nie zawierają aldehydów i fosforanów, dzięki czemu nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Skład: 100 g roztworu zawiera 0,15 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina oraz 0,14 g masy poreakcyjnej propionianu N,N-didecylo-N-(2-hydroksyetylo)-N-metyloamonu i propionianu N,N-didecylo-N-(2-(2-hydroksyetylo)etylo)-N-metyloamonu oraz propionianu N,N-didecylo-N-(2-(2-hydroksyetylo)etoksy)etylo)-N-metyloamonu. Preparat działa już od 1 minuty na bakterie, grzyby i wirusy, a na prątki gruźlicy już w 5 minut. Produkt posiada rejestrację jako wyrób medyczny oraz produkt biobójczy i może być stosowany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Opakowanie 100 szt. (puszka). Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

*Odpowiedź: Nie*

2. Czy w pozycji 8 Zamawiający dopuści preparat typu VELOX SPRAY o następujących parametrach: Spray do mycia i dezynfekcji powierzchni, działający już w 15 sekund na grzyby i 30 sekund na bakterie, prątki gruźlicy oraz wirusy (w tym Rota, Noro). Przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni sprzętu medycznego, takiego jak łóżka i fotele zabiegowe, aparatura medyczna i operacyjna, sprzęt rehabilitacyjny oraz wyciski stomatologiczne jako wyrób medyczny, a także do wszelkich powierzchni pozamedycznych, w tym mających kontakt z żywnością, jako produkt biobójczy. Skład: substancja czynna w 100 g preparatu zawiera 63,7 g etanolu oraz 6,3 g propanu-2-olu. Produkt posiada działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy, ograniczone wirusobójcze (wobec Rotawirusa, Norowirusa) oraz bójcze wobec wirusów osłonkowych (w tym Vaccinia, BVDV, koronawirusy, HIV, HBV, HCV). Nie pozostawia smug i zacieków. Rejestracja: wyrób medyczny i produkt biobójczy. Opakowanie 5 l (kanister). Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

*Odpowiedź: Tak*

3. Czy w pozycji 9 Zamawiający dopuści preparat typu VELOX SPRAY o następujących parametrach: Spray do mycia i dezynfekcji małych powierzchni, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji sprzętu medycznego, takiego jak łóżka, fotele zabiegowe, aparatura medyczna i operacyjna, sprzęt rehabilitacyjny oraz wyciski stomatologiczne jako wyrób medyczny, a także do powierzchni pozamedycznych, w tym powierzchni mających kontakt z żywnością jako produkt biobójczy. Preparat działa już w 15 sekund na grzyby i 30 sekund na bakterie, prątki gruźlicy oraz wirusy (w tym Rota i Norowirusy). Skład: substancja czynna w 100 g preparatu zawiera 63,7 g etanolu oraz 6,3 g propanu-2-olu. Produkt posiada działanie





**Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku**  
**15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79**  
**tel. 85 664 85 19**  
**fax. 85 664 85 04**  
**NIP 966-15-02-648 REGON 050692045**  
**<http://www.szpitalpck.pl>**  
**e-mail: [szpitalpck@bialystok.home.pl](mailto:szpitalpck@bialystok.home.pl)**



bakteriobójcze, drożdżakobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy, ograniczone wirusobójcze (wobec Rotawirusa, Norowirusa) oraz bójcze wobec wirusów osłonkowych (w tym Vaccinia, BVDV, koronawirusy, HIV, HBV, HCV). Nie pozostawia smug i zacieków. W przypadku powierzchni mających kontakt z żywnością należy spłukać preparat wodą pitną, pozostałe powierzchnie nie wymagają spłukiwania. Produkt posiada podwójną rejestrację: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie butelka 1 l ze spryskiwaczem.

*Odpowiedź: Tak*

4. Czy w pozycji 12 Zamawiający dopuści preparat typu VELOX® FOAM EXTRA o następujących parametrach: Gotowy do użycia bezalkoholowy preparat w formie piany, przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu, w tym szkła akrylowego, foteli zabiegowych oraz sprzętu rehabilitacyjnego. Produkt posiada wysoką tolerancję materiałową na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Jako wyrób medyczny do dezynfekcji powierzchni w obszarze medycznym oraz jako produkt biobójczy do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Wykazuje działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy oraz wirusów osłonkowych. Działa już od 1 minuty na bakterie, grzyby i wirusy oraz w 5 minut na prątki gruźlicy. Skład: substancja czynna w 100 g preparatu zawiera 0,15 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina oraz masę poreakcyjną propionianu N,N-didecylo-N-(2-hydroksyetylo)-N-metyloamonu i propionianu N,N-didecylo-N-(2-(2-hydroksyetylo)-N-metyloamonu oraz propionianu N,N-didecylo-N-(2-(2-(2-hydroksyetylo)etoksy)etylo)-N-metyloamonu. Opakowanie 1 l (butelka ze spryskiwaczem). Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

*Odpowiedź: Tak*

5. Czy w pozycji 13 Zamawiający dopuści preparat typu Velox® Foam Extra o następujących parametrach: Gotowy do użycia bezalkoholowy preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu, w tym szkła akrylowego. Płyn do stosowania w postaci piany wytwarzanej za pomocą dyszy pianotwórczej, do dezynfekcji powierzchni w obszarze medycznym jako wyrób medyczny oraz do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością jako produkt biobójczy. Charakteryzuje się wysoką tolerancją materiałową na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Działa już od 1 minuty na bakterie, grzyby, wirusy oraz w 5 minut na prątki gruźlicy. Wykazuje działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy i wobec wirusów osłonkowych. Skład: substancja czynna w 100 g preparatu zawiera 0,15 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina oraz 0,14 g masa poreakcyjna propionianu N,N-didecylo-N-(2-hydroksyetylo)-N-metyloamonu i propionianu N,N-didecylo-N-(2-(2-hydroksyetylo)etoksy)etylo)-N-metyloamonu oraz propionianu N,N-didecylo-N-(2-(2-(2-hydroksyetylo)etoksy)etylo)-N-metyloamonu. Produkt wyposażony jest w podwójną końcówkę do sprayu i pianki. Opakowanie 1 l (butelka ze spryskiwaczem).

*Odpowiedź: Tak*

6. Czy w pozycji 16 Zamawiający dopuści preparat typu QUATRODES® EXTRA o następujących parametrach: Płynny koncentrat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni w obszarze medycznym (unity, łóżka i fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna) jako wyrób medyczny oraz do mycia i dezynfekcji powierzchni podłogowych i ponadpodłogowych (ściany, drzwi, blaty, szafki, stoły) w obszarze medycznym, sektorze gastronomicznym, domach opieki, sanatoriach, siłowniach, salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich, kosmetycznych, solariach, gabinetach masażu i tatuażu, przedszkolach, szkołach oraz do powierzchni mających kontakt z żywnością jako produkt biobójczy. Preparat nie zawiera aldehydu i fenolu, co zapobiega odbarwianiu powierzchni, i charakteryzuje się wysoką tolerancją materiałową na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Skład: substancja czynna w 100





**Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku**  
**15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79**  
**tel. 85 664 85 19**  
**fax. 85 664 85 04**  
**NIP 966-15-02-648 REGON 050692045**  
**<http://www.szpitalpck.pl>**  
**e-mail: [szpitalpck@bialystok.home.pl](mailto:szpitalpck@bialystok.home.pl)**



g produktu zawiera 11,5 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina (CAS: 2372-82-9), 3,12 g masa poreakcyjna propionianu N,N-didecylo-N-(2-hydroksyetylo)-N-metyloamonu i propionianu N,N-didecylo-N-(2-(2-hydroksyetylo)-N-metyloamonu oraz 1,25 g Chlorek didecylo-dimetyloamonu (CAS: 7173-51-5). Działanie osiągnięte jest już przy stężeniu 0,5% w 15 min na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy oraz wirusy osłonkowe (m.in. Vaccinia, BVDV) i nieosłonkowe (Adeno, Polio, Rota, Noro). Powierzchnia po dezynfekcji nie wymaga zmycia wodą, z wyjątkiem powierzchni mających kontakt z żywnością, które należy spłukać wodą pitną. Produkt posiada podwójną rejestrację: wyrób medyczny i produkt biobójczy. Opakowanie kanister 5 l.

*Odpowiedź: Tak*

7. Czy w pozycji 17 Zamawiający dopuści preparat typu VIRUTON® EXTRA o następujących parametrach: Wydajny koncentrat przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych, do manualnej dezynfekcji narzędzi oraz dezynfekcji w myjkach ultradźwiękowych. Skutecznie usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne i działa już w stężeniu 0,5% w 15 min na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy osłonkowe (m.in. Vaccinia, BVDV), Adeno oraz Polio. Zawartość enzymu proteaza zapewnia bardzo dobre właściwości czyszczące. Preparat wykazuje właściwości antykorozyjne i wysoką tolerancję materiałową, jest idealny do narzędzi ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, gumy, porcelany, szkła i tworzyw sztucznych. Skład: substancja czynna w 100 g produktu zawiera 11,5 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina (CAS: 2372-82-9), 3,12 g masa poreakcyjna propionianu N,N-didecylo-N-(2-hydroksyetylo)-N-metyloamonu i propionianu N,N-didecylo-N-(2-(2-hydroksyetylo)-N-metyloamonu oraz 1,25 g Chlorek didecylo-dimetyloamonu (CAS: 7173-51-5). Opakowanie butelka 1 l z dozownikiem.

*Odpowiedź: Nie*

8. Czy w pozycji 22 Zamawiający dopuści preparat typu VIRUTON® PULVER o następujących parametrach: Nowoczesnej generacji preparat w postaci proszku do mycia i dezynfekcji wysokiego stopnia inwazyjnych i nieinwazyjnych wyrobów medycznych, takich jak instrumenty chirurgiczne, dentystyczne, endoskopy, sondy chirurgiczne, rurki do respiratorów oraz inne urządzenia anestezyjologiczne, a także inkubatorów i powierzchni sprzętu medycznego. Preparat zapewnia skuteczne usuwanie zaschniętych zabrudzeń organicznych (krew, białko, tłuszcze, wydzieliny) dzięki zawartości czterech enzymów (proteazy, lipazy, amylazy i mannazy) oraz zapewnia działanie sporobójcze w stężeniu 1% w czasie 30 minut. Produkt charakteryzuje się brakiem pylenia, nie wymaga dodania aktywatora, wykazuje właściwości antykorozyjne i wysoką tolerancję materiałową, zapewniając bezpieczeństwo wrażliwych materiałów. Skład: substancje czynne w 100 g preparatu obejmują 44 g nadwęglanu sodu (CAS: 15630-89-4), 26 g TAED (CAS: 10543-57-4), enzymy, kwasy organiczne, niejonowe środki powierzchniowo czynne oraz inhibitory korozji. Możliwość zastosowania w dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjniach automatycznych oraz myjkach do endoskopów. Opakowanie 1 kg z miarką. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

*Odpowiedź: Tak*

9. Czy w pozycji 23 Zamawiający dopuści preparat typu VELODES SILK o następujących parametrach: Alkoholowy, gotowy do użycia produkt przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w obszarze medycznym, sektorze żywnościowym, w warunkach przemysłowych i domowych oraz w zakładach użyteczności publicznej, a także do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością jako produkt biobójczy oraz do dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych jako wyrób medyczny. Higieniczna dezynfekcja rąk wg EN 1500 wymaga zastosowania 2 x 1,5 ml preparatu wcieranego w dłonie przez 30 sekund, natomiast chirurgiczna dezynfekcja rąk wg EN





12791 wymaga zastosowania 2 x 1,5 ml preparatu wcieranego w dłonie przez 3 minuty, z przedłużonym działaniem dezynfekcji chirurgicznej do 3 godzin. Produkt nawilża i pielęgnuje dłonie dzięki zawartości gliceryny, jest przebadany dermatologicznie, wpisany na listę VAH i zapobiega uczuciu lepkości dłoni. Skład: substancja czynna w 100 g produktu zawiera etanol – 63,7 g oraz propan-2-ol – 6,3 g. Wykazuje działanie bakteriobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy, drożdżakobójcze, ograniczone wirusobójcze wobec Rotawirusa i Norowirusa oraz bójcze wobec wirusów osłonkowych (w tym Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV). Opakowanie butelka 500 ml.

*Odpowiedź: Nie*

10. Czy w pozycji 24 Zamawiający dopuści preparat typu VELODES SILK o następujących parametrach: Alkoholowy, gotowy do użycia produkt przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w obszarze medycznym, sektorze żywnościowym, w warunkach przemysłowych i domowych oraz w zakładach użyteczności publicznej, a także do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością jako produkt biobójczy oraz do dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych jako wyrób medyczny. Higieniczna dezynfekcja rąk wg EN 1500 wymaga 2 x 1,5 ml preparatu wcieranego przez 30 sekund, natomiast chirurgiczna dezynfekcja rąk wg EN 12791 wymaga 2 x 1,5 ml preparatu wcieranego przez 3 minuty, z przedłużonym działaniem dezynfekcji chirurgicznej do 3 godzin. Produkt nawilża i pielęgnuje dłonie dzięki zawartości gliceryny, jest przebadany dermatologicznie i wpisany na listę VAH. Skład: substancja czynna w 100 g produktu zawiera etanol – 63,7 g oraz propan-2-ol – 6,3 g. Wykazuje działanie bakteriobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy, drożdżakobójcze, ograniczone wirusobójcze (wobec Rotawirusa, Norowirusa) oraz bójcze wobec wirusów osłonkowych (w tym Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV). Opakowanie 5 L (kanister).

*Odpowiedź: Nie*

11. Czy w pozycji 25 Zamawiający dopuści preparat typu VIRUTON® PULVER o następujących parametrach: Nowoczesnej generacji preparat w postaci proszku do mycia i dezynfekcji wysokiego stopnia inwazyjnych i nieinwazyjnych wyrobów medycznych, takich jak instrumenty chirurgiczne, dentystyczne, endoskopy, sondy chirurgiczne, rurki do respiratorów oraz inne urządzenia anestezyjologiczne, a także powierzchni sprzętu medycznego, np. inkubatorów. Preparat zapewnia aktywne mycie dzięki zawartości 4 enzymów (proteazy, lipazy, amylazy i mannazazy), które skutecznie usuwają zaschnięte zabrudzenia organiczne, takie jak krew, białko, tłuszcze i wydzieliny. Działa w stężeniu 1% w 30 min, zapewniając dezynfekcję wysokiego stopnia (działanie sporobójcze). Produkt nie wymaga aktywatora, nie pyli i wykazuje właściwości antykorozyjne oraz wysoką tolerancję materiałową, co zapewnia zabezpieczenie przed korozją i uszkodzeniem instrumentów. Możliwy do stosowania podczas dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjniach automatycznych oraz myjkach do endoskopów. Skład: substancje czynne w 100 g preparatu zawierają 44 g nadwęglanu sodu (CAS: 15630-89-4), 26 g TAED (CAS: 10543-57-4), enzymy, kwasy organiczne, niejonowe środki powierzchniowo czynne oraz inhibitory korozji. Opakowanie 1 kg (wiadro z miarką). Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

*Odpowiedź: Nie*

12. Czy w pozycji 26 Zamawiający dopuści preparat typu VELODES SKIN o następujących parametrach: Płyn do dezynfekcji skóry oraz higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Zawiera substancje nawilżające zabezpieczające skórę przed wysuszeniem oraz specjalnie dobrane składniki umożliwiające odłuszczenie skóry niezbędne przed zabiegiem iniekcji. Skuteczność bójcza potwierdzona badaniami wg najnowszych norm zharmonizowanych. Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 3 ml w 30 sekund. Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 3 ml lub 1,5 ml wcierane przez 120 lub 180 sekund, zapewniające przedłużone działanie dezynfekcji chirurgicznej do 3 godzin. Pełne działanie wirusobójcze





w czasie 30 sekund (Polio, Adeno, Noro). Skład: substancja czynna w 100 g produktu: 80 g etanol, 8 g propan-2-ol. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego w placówkach ochrony zdrowia, chirurgii, stomatologii oraz w innych instytucjach wymagających wysokich standardów higienicznych. Produkt przebadany dermatologicznie i bezpieczny dla skóry podatnej na alergię. Opakowanie kanister 5l.

*Odpowiedź: Nie*

13. Czy w pozycji 27 Zamawiający dopuści preparat typu Viruton® Pulver o następujących parametrach: Nowoczesnej generacji preparat w postaci proszku do mycia i dezynfekcji wysokiego stopnia inwazyjnych i nieinwazyjnych wyrobów medycznych, takich jak instrumenty chirurgiczne, dentystyczne, wszelkiego rodzaju endoskopy, sondy chirurgiczne, rurki do respiratorów oraz inne urządzenia anestetyczne, a także do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego, np. inkubatorów. Preparat zapewnia skuteczne usuwanie zaschniętych zabrudzeń organicznych (krew, białko, tłuszcze, wydzieliny) dzięki zawartości czterech enzymów (proteazy, lipazy, amylazy i mannazy) oraz zapobiega pyleniu dzięki zawartości surfaktantów. Wykazuje właściwości antykorozyjne i wysoką tolerancję materiałową, zapewniając bezpieczeństwo instrumentów. Działa w stężeniu 1% w czasie od 10 do 30 minut. Możliwy do stosowania w dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjniach automatycznych oraz myjkach do endoskopów. Nie wymaga dodania aktywatora. Skład: substancje czynne w 100 g preparatu zawierają 44 g nadwęglanu sodu (CAS: 15630-89-4), 26 g TAED (CAS: 10543-57-4), enzymy, kwasy organiczne, niejonowe środki powierzchniowo czynne oraz inhibitory korozji. Opakowanie 1 kg z miarką. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

*Odpowiedź: Nie*

14. Czy w pozycji 28 Zamawiający dopuści preparat typu VELOX SPRAY o następujących parametrach: Spray do mycia i dezynfekcji powierzchni, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni sprzętu medycznego, takiego jak łóżka i fotele zabiegowe, aparatura medyczna i operacyjna, sprzęt rehabilitacyjny oraz wyciski stomatologiczne jako wyrób medyczny, a także do wszelkich powierzchni pozamedycznych, w tym powierzchni mających kontakt z żywnością, jako produkt biobójczy. Preparat nie pozostawia smug i zacieków. Skład: substancja czynna w 100 g preparatu zawiera 63,7 g etanolu oraz 6,3 g propanu-2-olu. Działa już w 15 sekund na grzyby i 30 sekund na bakterie, prątki gruźlicy oraz wirusy (w tym Rotawirusa i Norowirusa). Wykazuje działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy, ograniczone wirusobójcze (wobec Rotawirusa, Norowirusa) oraz bójcze wobec wirusów osłonkowych (w tym Vaccinia, BVDV, koronawirusy, HIV, HBV, HCV). Produkt wpisany na listę VAH. Opakowanie 5 l (kanister).

*Odpowiedź: Nie*

15. Czy w pozycji 29 Zamawiający dopuści preparat typu VELOX SPRAY o następujących parametrach: Spray do mycia i dezynfekcji powierzchni, działający już w 15 sekund na grzyby i 30 sekund na bakterie, prątki gruźlicy oraz wirusy (w tym Rota i Noro). Przeznaczony do dezynfekcji małych powierzchni sprzętu medycznego, takiego jak łóżka, fotele zabiegowe, aparatura medyczna i operacyjna, sprzęt rehabilitacyjny oraz wyciski stomatologiczne jako wyrób medyczny, a także do powierzchni pozamedycznych (gastronomia, fryzjerstwo, kosmetyka) oraz powierzchni mających lub niemających kontaktu z żywnością jako produkt biobójczy. Skład: substancja czynna w 100 g preparatu zawiera 63,7 g etanolu oraz 6,3 g propanu-2-ol. Produkt posiada działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy, ograniczone wirusobójcze (wobec Rotawirusa i Norowirusa) oraz bójcze wobec wirusów osłonkowych (w tym Vaccinia, BVDV, koronawirusy, HIV, HBV, HCV). Nie pozostawia smug i zacieków. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy, wpisany na listę VAH. Opakowanie butelka 1 l ze spryskiwaczem. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

*Odpowiedź: Nie*





16. Czy w pozycji 30 Zamawiający dopuści preparat typu VELOX SPRAY o następujących parametrach: Spray do mycia i dezynfekcji powierzchni, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni sprzętu medycznego, takiego jak łóżka i fotele zabiegowe, aparatura medyczna i operacyjna, sprzęt rehabilitacyjny oraz wyciski stomatologiczne jako wyrób medyczny, a także do powierzchni pozamedycznych w gastronomii, fryzjerstwie, kosmetyce, domach opieki, sanatoriach, salonach fitness i SPA, przedszkolach oraz szkołach jako produkt biobójczy, w tym do powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością. Skład: substancja czynna w 100 g preparatu zawiera 63,7 g etanolu oraz 6,3 g propanu-2-olu. Preparat nie pozostawia smug i zacieków. Wykazuje działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy, ograniczone wirusobójcze (wobec Rotawirusa, Norowirusa) oraz bójcze wobec wirusów osłonkowych (w tym Vaccinia, BVDV, koronawirusy, HIV, HBV, HCV). Działa w 15 sekund na grzyby i 30 sekund na bakterie oraz prątki gruźlicy. Produkt posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny i produkt biobójczy oraz jest wpisany na listę VAH. Opakowanie butelka 1 l ze spryskiwaczem.

*Odpowiedź: Nie*

17. Czy w pozycji 31 Zamawiający dopuści preparat typu VELOX SPRAY o następujących parametrach: Spray do mycia i dezynfekcji powierzchni, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni sprzętu medycznego, takiego jak łóżka i fotele zabiegowe, aparatura medyczna i operacyjna, sprzęt rehabilitacyjny oraz wyciski stomatologiczne jako wyrób medyczny, a także do wszelkich powierzchni pozamedycznych, w tym powierzchni mających kontakt z żywnością jako produkt biobójczy. Skład: substancja czynna w 100 g preparatu zawiera 63,7 g etanolu oraz 6,3 g propan-2-ol. Preparat działa już w 15 sekund na grzyby i 30 sekund na bakterie, prątki gruźlicy oraz wirusy (w tym Rota, Noro). Posiada działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy, ograniczone wirusobójcze (wobec Rotawirusa, Norowirusa) oraz bójcze wobec wirusów osłonkowych (w tym Vaccinia, BVDV, koronawirusy, HIV, HBV, HCV). Produkt wpisany na listę VAH, posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. Nie pozostawia smug i zacieków. Opakowanie 5 l (kanister).

*Odpowiedź: Nie*

18. Czy w pozycji 35 Zamawiający dopuści preparat typu VIRUTON® PRE o następujących parametrach: Preparat w postaci pianki przeznaczony do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych, instrumentów medycznych, pojemników i kontenerów na narzędzia. Dzięki innowacyjnej formule opartej na synergii surfaktantów i technologii nanomiceli, produkt posiada bardzo dobre właściwości myjące, również w przypadku zaschniętych pozostałości organicznych, zapobiegając ich zasychaniu. Zawiera inhibitory korozji oraz wykazuje wysoką tolerancję materiałową, co pozwala na stosowanie do instrumentów ze stali szlachetnej, stali galwanizowanej, aluminium oraz materiałów z tworzyw sztucznych i gumy (nie stosować do miedzi, mosiądzu i cynku). Działa w 15 min na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy osłonkowe (m.in. Vaccinia, BVDV), Adeno oraz Polio. Wykazuje działania bakteriostatyczne oraz bakteriobójcze. Skład: 100 g zawiera 0,15 g N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3—dia-mina oraz masę poreakcyjną propionianu N,N-didecylo-N-(2-hydroksyetylo)-N-metyloamonu i propionianu N,N-didecylo-N-(2-(2-hydroksyetoksy)etylo)-N-metyloamonu oraz propionianu N,N-didecylo-N-(2-(2-(2-hydroksyetoksy)etoksy)etylo)-N-metyloamonu. Produkt do użytku profesjonalnego. Opakowanie butelka 1 l ze spryskiwaczem DUO.

*Odpowiedź: Nie*

19. Czy w pozycji 36 Zamawiający dopuści preparat typu VIRUTON® PRE o następujących parametrach: Preparat w postaci pianki przeznaczony do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych, instrumentów medycznych, pojemników i kontenerów na narzędzia. Dzięki innowacyjnej formule opartej na synergii surfaktantów i technologii nanomiceli, produkt posiada bardzo dobre właściwości myjące,





również w przypadku zaschniętych pozostałości organicznych, oraz zapobiega ich zasychaniu. Zawiera inhibitory korozji i wykazuje wysoką tolerancję materiałową, co pozwala na bezpieczne stosowanie do instrumentów ze stali szlachetnej, stali galwanizowanej, aluminium oraz materiałów z tworzyw sztucznych i gumy (nie stosować do miedzi, mosiądzu i cynku). Wykazuje działania bakteriostatyczne oraz bakteriobójcze; działa w 15 min na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy osłonkowe (m.in. Vaccinia, BVDV), Adeno oraz Polio. Skład: 100 g zawiera 0,15 g N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3—dia-mina oraz 0,14 g masy poreakcyjne propionianu N,N-didecylo-N-(2-hydroksyetylo)-N-metyloamonu i propionianu N,N-didecylo-N-(2-(2-hydroksyetoksy)etylo)-N-metyloamonu oraz propionianu N,N-didecylo-N-(2-(2-(2-hydroksyetoksy)etoksy)etylo)-N-metyloamonu. Produkt do użytku profesjonalnego. Opakowanie butelka 1 l ze spryskiwaczem DUO. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

*Odpowiedź: Nie*

20. Czy w pozycji 39 Zamawiający dopuści preparat typu QUATRODES® EXTRA o następujących parametrach: Płynny koncentrat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni w obszarze medycznym (unity, łóżka i fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna) jako wyrób medyczny oraz do mycia i dezynfekcji powierzchni podłogowych i ponadpodłogowych (ściany, drzwi, blaty, szafki, stoły) w obszarze medycznym, sektorze gastronomicznym, domach opieki, sanatoriach, siłowniach, salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich, kosmetycznych, solariach, gabinetach masażu i tatuażu, przedszkolach, szkołach oraz do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością jako produkt biobójczy. Preparat charakteryzuje się wysoką tolerancją materiałową na tworzywo ABS i materiały obiciowe, nie zawiera aldehydu i fenolu, dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Skład: substancja czynna w 100 g produktu zawiera 11,5 g N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3—diamina (CAS: 2372-82-9), 3,12 g masa poreakcyjna propionianu N,N-didecylo-N-(2-hydroksyetylo)-N-metyloamonu i propionianu N,N-didecylo-N-(2-(2-hydroksyetoksy)etylo)-N-metyloamonu oraz propionianu N,N-didecylo-N-(2-(2-(2-hydroksyetoksy)etoksy)etylo)-N-metyloamonu oraz 1,25 g Chlorek didecylo-dimetyloamonu (CAS: 7173-51-5). Skuteczność osiągana jest już przy stężeniu 0,5% w 15 min wobec bakterii, grzybów, prątków gruźlicy oraz wirusów osłonkowych (m.in. Vaccinia, BVDV) i nieosłonkowych (Adeno, Polio, Rota, Noro). Powierzchnia po dezynfekcji nie wymaga zmycia wodą, z wyjątkiem powierzchni mających kontakt z żywnością, które należy spłukać wodą pitną. Produkt posiada podwójną rejestrację: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie 5 L (kanister).

*Odpowiedź: Nie*

21. Czy w pozycji 44 Zamawiający dopuści preparat typu VELOX® WIPES o następujących parametrach: Alkoholowe chusteczki do mycia i szybkiej dezynfekcji przeznaczone specjalnie do powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz do dezynfekcji małych powierzchni w obszarze medycznym, domach opieki, sanatoriach, salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich, kosmetycznych, gabinetach masażu, przedszkolach, szkołach oraz do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością jako produkt biobójczy. Chusteczki włókninowe o wymiarach 13x20 cm i gramaturze 23 g/m<sup>2</sup>. Skład 100 g roztworu zawiera: 40 g propan-2-ol (CAS:67-63-0), 20 g etanol, 0,39 g aminy, n-C10-16-alkilotrimetylenodi-produkty reakcji z kwasem chlorooctowym, 0,25 g chlorek didecylo-dimetyloamoniowy. Działają już od 30 sek. na wirusy otoczkowe (m.in. koronawirusa, wirusa opryszczki, HIV, żółtaczkę typu B i C, Adenowirusa, Rotawirusa), bakterie, grzyby oraz prątki gruźlicy. Posiadają działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy oraz ograniczone wirusobójcze. Produkt posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. Nie zawierają aldehydu i fenolu. Wysoka tolerancja materiałowa na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Opakowanie puszka 100 szt.

*Odpowiedź: Nie*





**Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w  
Białymstoku**  
**15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79**  
**tel. 85 664 85 19**  
**fax. 85 664 85 04**  
**NIP 966-15-02-648 REGON 050692045**  
**<http://www.szpitalpck.pl>**  
**e-mail: [szpitalpck@bialystok.home.pl](mailto:szpitalpck@bialystok.home.pl)**

**22. Pozycja 35:**

W związku z chwilowym brakiem dostępności produktu opisanego przez Zamawiającego prosimy o dopuszczenie preparatu do manualnego mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych: narzędzi chirurgicznych i medycznych, narzędzi termolabilnych i sprzętu endoskopowego, przed ich sterylizacją, zawierający w składzie: Chlorek didecylodimetyloamoniowy, diglukonian chlorheksy-dyny, niejonowe związki powierzchniowo czynne, substancja zapachowa, barwniki, substancje po-mocnicze, o spektrum działania: B (EN 1727, EN 14561), F (C. albicans – EN 13624, EN 14562), V (wi-rusy osłonkowe - EN 14476, EN 17111) - 0,5% - 15 minut. Tbc (M. Terrae - EN 14348, EN 14563), V (Polyomavirus SV40 - EN 14476, EN 17111) - 2% - 60 minut. Opakowanie 1L z dozownikiem przelewowym. Wyrób medyczny kl. IIb.

*Odpowiedź: Tak*

**23. Pozycja 36:**

W związku z chwilowym brakiem dostępności produktu opisanego przez Zamawiającego prosimy o dopuszczenie preparatu do manualnego mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych: narzędzi chirurgicznych i medycznych, narzędzi termolabilnych i sprzętu endoskopowego, przed ich sterylizacją, zawierający w składzie: Chlorek didecylodimetyloamoniowy, diglukonian chlorheksy-dyny, niejonowe związki powierzchniowo czynne, substancja zapachowa, barwniki, substancje po-mocnicze, o spektrum działania: B (EN 1727, EN 14561), F (C. albicans – EN 13624, EN 14562), V (wi-rusy osłonkowe - EN 14476, EN 17111) - 0,5% - 15 minut. Tbc (M. Terrae - EN 14348, EN 14563), V (Polyomavirus SV40 - EN 14476, EN 17111) - 2% - 60 minut. Opakowanie 5 L. Wyrób medyczny kl. IIb.

*Odpowiedź: Tak*

**Dotyczy pakiet nr 2**

1. Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści preparat typu MEDISEPT Dry Wipes o następujących parametrach: Suche ściereczki przeznaczone do nasączenia preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą, przeznaczone do mycia i dezynfekcji różnorodnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Ściereczki posiadają porowatą strukturę o gramaturze 45 g/m<sup>2</sup>, która doskonale wchłania płyn i gwarantuje idealne rozprowadzenie na czyszczonej powierzchni. Mięsista, biała włóknina jest niepyląca, niestrzępiąca się, bardzo wytrzymała oraz odporna na detergenty i rozpuszczalniki, nie rysując przy tym powierzchni. Rozmiar pojedynczej ściereczki to 16 x 30 cm. Ściereczki są perforowane, co ułatwia ich oddzielanie i wyjmowanie z wiaderka. Produkt dostarczany w trwałym, poręcznym i łatwym do mycia wiaderku z materiału HDPE o wysokiej odporności na chemikalia, wyposażonym w szczelne zamknięcie chroniące przed wysychaniem roztworu. Opakowanie 100 szt. (wiaderko). Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

*Odpowiedź: Nie*






Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w  
Białymstoku  
15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79  
tel. 85 664 85 19  
fax. 85 664 85 04  
NIP 966-15-02-648 REGON 050692045  
<http://www.szpitalpck.pl>  
e-mail: [szpitalpck@bialystok.home.pl](mailto:szpitalpck@bialystok.home.pl)



2. Czy w pozycji 2 Zamawiający dopuści preparat typu MEDISEPT Dry Wipes o następujących parametrach: Suche ściereczki przeznaczone do nasączenia preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą, przeznaczone do mycia i dezynfekcji różnorodnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Ściereczki posiadają porowatą strukturę o gramaturze 45 g/m<sup>2</sup>, która doskonale wchłania płyn i gwarantuje idealne rozprowadzenie na czyszczonej powierzchni. Mięśista włóknina nie rysuje powierzchni, jest niepyląca, niestrzępiąca się, koloru białego oraz bardzo wytrzymała i odporna na detergenty oraz rozpuszczalniki. Rozmiar pojedynczej ściereczki to 16 x 30 cm. Ściereczki są perforowane, co ułatwia ich oddzielanie i wyjmowanie, oraz szczelnie zapakowane w folię chroniącą przed wilgocią i zanieczyszczeniem. Produkt przeznaczony do stosowania w placówkach służby zdrowia, gabinetach, domach opieki oraz innych obszarach zgodnie z przeznaczeniem środka nasączającego. Opakowanie 100 szt. (wkład uzupełniający). Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego

Odpowiedź: Nie

DYREKTOR  
Samodzielnego Szpitala Miejskiego  
im. PCK w Białymstoku

  
Agnieszka Uszyńska